


Labelling/Tubular Bag · Etiquetado de bolsas

KOMET USA ordering number

Número de pedido Komet USA

KOMET REF number

Número de referencia Komet



Labelling/100 Pack · Etiquetado de cajas a 100 uds.

US number (where available)

Número US (si disponible)

KOMET REF number

Número de referencia Komet




Labelling/Chicklet™ · Etiquetado de la cajita de plástico tipo Chicklet™

KOMET USA ordering number

Número de pedido Komet USA

KOMET REF number

Número de referencia Komet



Icons for indicated use and better information · Pictogramas para el uso previsto e información adicional

	Cavity preparation <i>Preparación de cavidades</i>		Post systems <i>Sistemas de postes</i>		Crown and bridge technique <i>Técnica de coronas y puentes</i>
	Crown preparation <i>Preparación de coronas</i>		Prophylaxis <i>Profilaxis</i>		Acrylic technique <i>Acrílicos</i>
	Removal of old fillings <i>Remoción de obturaciones</i>		Root planing <i>Planificación de raíces</i>		Model fabrication <i>Fabricación de modelos</i>
	Crown removal <i>Eliminación de coronas</i>		Orthodontics <i>Ortodoncia – ortopedia</i>		Milling technique <i>Técnica de microfresado</i>
	Working on fillings <i>Trabajo en obturaciones</i>		Jaw surgery <i>Cirugía mandíbula</i>		Model casting technique <i>Colados</i>
	Root canal preparation <i>Preparación de canal radicular</i>		Implantology <i>Implantología</i>		


	Angle <i>Angulo</i>		Non cutting tip <i>Punta que no corta</i>		End cutting bur <i>Solo corte final</i>
	Radius <i>Radio</i>		Non cutting tip <i>Punta que no corta</i>		Interspersed with diamond grit <i>Con grano de diamante integrado</i>
	Radius <i>Radio</i>		Cutting tip, pointed <i>Punta cortante, puntiaguda</i>		
	Length of guide pin <i>Longitud de la punta-guía</i>		Cutting tip <i>Punta cortante, redonda</i>		
	Safety chamfer <i>Chamfer de seguridad</i>		Non cutting tip <i>Punta que no corta</i>		Ultrasonic bath <i>Baño ultrasónico</i>
	Cone angle <i>Angulo de cono</i>		End cutting only <i>Solo corte final</i>		Thermodesinfector <i>Termodesinfector</i>
	Bevel cut (milling) <i>Rectificado de bisel</i>		End cutting only <i>Solo corte final</i>		Autoclave, 273°F <i>Autoclave, 273°F</i>
	Rounded edges <i>Borde redondeado</i>		End cutting only, with chamfer <i>Solo corte final, con chamfer</i>		Hot air sterilizer, 356°F <i>Esterilizador por aire caliente, 356°F</i>
	Rounded tip <i>Punta redondeada</i>		End cutting only, with radius <i>Solo corte final, con radio</i>		Chemoclave <i>Chemoclave</i>

	Further information available <i>Información adicional disponible</i>	REF	Order number/reference number <i>Número de pedido/Número de referencia</i>	STERILE	Sterile <i>Estéril</i>
		LOT	Lot number <i>Número de lote</i>	STERILE R	Sterilized using irradiation <i>Esterilización por radiación</i>
	Recommended speed <i>Velocidad óptima</i>		Consult instructions <i>Observe indicaciones</i>	STERILE	Non sterile <i>No estéril</i>
	Maximum speed <i>Máxima velocidad permitida</i>		Consult accompanying documents <i>Atención, ver documentos adjuntos</i>		Use by <i>Utilizar antes de (fecha de caducidad)</i>
	Packing unit <i>Unidad de embalaje</i>		Do not re-use! (Single use only) <i>No reutilizar (un solo uso)</i>		Date of manufacture <i>Fecha de fabricación</i>


Shank types · Tipos de mango



312 FGSTS
friction grip · extra short
FG extra corto Ø 1,60 mm




313 FGSS
friction grip · short shank
FG de mango corto Ø 1,60 mm




314 FG
friction grip
FG Ø 1,60 mm




315 FGL
friction grip long
FG largo Ø 1,60 mm



316 FGSL
friction grip · surgical length
FG longitud de cirugía Ø 1,60 mm




310 FGSXL
friction grip · surgical X-length
FG longitud de cirugía extra largo (XL) Ø 1,60 mm




317 FGSXXL
friction grip · surgical XX-length
FG longitud de cirugía doble extra largo (XXL) Ø 1,60 mm



204 RA
right angle
Contra-ángulo (CA) Ø 2,35 mm




205 RASL
right angle · surgical length
Contra-ángulo (CA) longitud de cirugía Ø 2,35 mm




206 RASXL
right angle · surgical X-length
Contra-ángulo (CA) longitud de cirugía extra largo (XL) Ø 2,35 mm




644
handle
Mango




104 HP
handpiece
Pieza de mano Ø 2,35 mm



124 HPT
handpiece · thick
Pieza de mano, grueso Ø 3,00 mm



234 HPSY
handpiece · Stryker J-notch
Pieza de mano · corte Stryker Ø 2,35 mm




320 HPSL
handpiece · surgical length
Pieza de mano, longitud de cirugía Ø 2,35 mm




230 HPSYL
handpiece · Stryker long J-notch
Pieza de mano, largo, corte Stryker Ø 2,35 mm




105 HPSXL
handpiece · surgical X-length
Pieza de mano, longitud de cirugía extra largo (XL) Ø 2,35 mm




235 HPSYXL
handpiece · Stryker X-length J-notch
Pieza de mano, extra largo (XL), corte Stryker Ø 2,35 mm




106 HPSXXL
handpiece · surgical XX-length
Pieza de mano, longitud de cirugía doble extra largo (XXL) Ø 2,35 mm



92 BL
1/4" bench lathe shank
1/4" mango para torno de banco Ø 6,35 mm



103 HPS
handpiece · short (milling)
Pieza de mano, corto (microfresado) Ø 2,35 mm



123 HPST
handpiece · short thick (milling)
Pieza de mano, grueso (microfresado) Ø 3,00 mm

900 NM
not mounted · Bore diameter Ø 1,8 mm
sin montar · Diámetro de taladro Ø 1,8 mm